



## MICRO-TOUCH® DENTA-GLOVE® HYDRACARE®

### HUIDVERZORGING IN COMBINATIE MET BESCHERMING VOOR TANDHEELKUNDIGE SPECIALISTEN

De ontwikkeling van optimale handbescherming begint bij onze fundamentele belangstelling voor de gebruikers: wat zij doen, hoe zij dit doen en hoe wij ze kunnen helpen dit beter te doen. Deze aanpak stelt ons in staat onze handschoenen doelgericht te ontwikkelen. Wij gaan zelfs verder dan veiligheid en bescherming om in alle opzichten de gezondheid van de handen te bevorderen.

Moelijkheden die tandheelkundigen ondervinden: vermoeidheid van de handen is een ernstig probleem.

Langdurige spierinspanning kan handvermoeidheid veroorzaken en dit wordt in verband gebracht met het carpaletunnelsyndroom en andere handletsels. Dit zijn ernstige en pijnlijke aandoeningen die de productiviteit kunnen beperken, vooral bij tandartsen en mondhygiënist die voor hun werk verplicht zijn onderzoekshandschoenen voor eenmalig gebruik te dragen.

Om de gevolgen van langdurig handschoengebruik voor de handen te beperken, biedt Ansell de MICRO-TOUCH® Denta-Glove® HydraCare®: deze poedervrije, latex onderzoekshandschoen bevat binnenin een glycerol moisturizer die de huid soepel houdt. Dit heeft een aantoonbaar herstellend effect op een beschadigde huid, door de hydratatie en de soepelheid te verbeteren.

De combinatie van enkelvoudige chlorering, siliconen en een vochtinbrengend middel maakt de handschoen gemakkelijk aan te trekken, zelfs met vochtige handen. De lichtgroene kleur zorgt voor gemakkelijke productidentificatie. MICRO-TOUCH® Denta-Glove® HydraCare® biedt ook hoogwaardige allergiebescherming, veel comfort en gebruiksgemak.

### PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Natuurrubberlatex
Kleur	Lichtgroen
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Microstructuur
Binnenoppervlak	Licht gechloreerd, behandeld met siliconen en vochtinbrengend middel

### MAAT / PRODUCTCODE

<b>X-Small</b>	553621	<b>Small</b>	553622
<b>Medium</b>	553623	<b>Large</b>	553624
<b>X-Large</b>	553625		

MICRO-TOUCH® handschoenen werden ontworpen voor een grote verscheidenheid aan ziekenhuispersoneel, medewerkers van spoeddiensten, ondersteunend medisch personeel en artsen in een particuliere praktijk, die de bescherming zoeken van onderzoekshandschoenen tegen de dagelijkse risico's in uiteenlopende situaties. MICRO-TOUCH® handschoenen bieden de bescherming die gebruikers het vertrouwen en de professionele vrijheid geeft hun werk uit te voeren.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoen in natuurlatex

MD Klasse I

Ref-XXXX-20200225

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu).

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)