

MICRO-TOUCH[®] DENTA-GLOVE[®] Latex HYDRACARE[™]

D E N T A - G L O V E [®] - s e r i e

Latex, poedervrije onderzoekshandschoenen met huidhydraterende effecten

MICROTOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens lang durende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICROTOUCH[®] kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

Aanbevolen voor

- Vochtig aantrekken
- Oraal onderzoek
- Standaard onderzoeksprocedures met een matig risico
- De huid helpen beschermen tegen uitdrogen of barsten

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN

HYDRACARE[™]
Inner Coating Technology



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICROTOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] DENTA-GLOVE[®] Latex HYDRACARE[™]

D E N T A - G L O V E [®] - s e r i e

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex	Kleur	Groen
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Volledig met reliëf	Beschikbare maten	L, M, S, XL, XS
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Nee	Steriel	Nee
Antistatisch	Niet-getest		

BESTELINFORMATIE

Maat	XS	S	M	L	XL
Ansell Productcode	3030020XS	30300200S	30300200M	30300200L	3030020XL

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	100 handschoenen per doos 10 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 Years
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

ASTM D3578, Categorie III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5:2016, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2003

sensibilisatoren

Zinkdibutylthiocabamaat (ZDBC)	Zinkdiethylthiocabamaat (ZDEC)
Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.	

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com

Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS:
www.ansell.com/patentmarking.
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

ansell.com