



MICRO-TOUCH® NITRAFREE™

A COMBINATION OF ALLERGY PREVENTION AND COMFORT: EVERY HEALTHCARE PROFESSIONAL DESERVES OPTIMAL PROTECTION

Accelerator free nitrile gloves featuring a soft formulation for increased comfort levels
 Pink coloured nitrile glove for easy identification as a synthetic glove
 High resistance to punctures and tears
 Excellent resistance to a broad range of commonly used chemicals including chemotherapy drugs*
 Textured fingers for excellent wet and dry grip
 Accelerator Free to minimize the risks associated with Type IV allergic reactions
 Beaded cuff
 Both powder and latex-free
 Ambidextrous
 Layer pack for easier dispensing and reduction of waste - save on glove wastage.

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Nitril
Kleur	Pink
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Vinger met reliëf, gechloreerd
Binnenoppervlak	Gechloreerd

MAAT / PRODUCTCODE

Small	4511	Medium	4512
Large	4513	X-Large	4514

Micro-Touch® NitraFree™ pink gloves are both latex and accelerator-free making them a unique examination glove and the product of choice for those suffering from latex or chemical accelerators sensitivity, the latter of which can be confused with latex sensitivity in the absence of testing. Micro-Touch® NitraFree™ also features a softer nitrile formulation for increased comfort levels while maintaining nitrile's characteristic high resistance to tear, puncture and chemicals, including chemotherapy drugs*.

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in nitril

MD Klasse I
 Lees zo nodig aandachtig de gebruiksaanwijzing bij het product Enkel voor eenmalig gebruik.

Ref-XXXX-20200225

Ansell is een wereldleider in superieure oplossingen voor gezondheids- en veiligheidsbescherming die het welzijn van mensen verhogen. Het bedrijf heeft vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en Azië, telt wereldwijd meer dan 13.000 medewerkers en neemt wereldwijd een vooraanstaande positie in op de markt voor industriële en medische handschoenen en in de sector van seksuele gezondheid en welzijn. Ansell is actief in vier belangrijke segmenten: Medical Solutions (Medische Oplossingen), Industrial Solutions (Industriële Oplossingen), Specialty Markets (Gespecialiseerde Markten) en Sexual Wellness (Seksueel Welzijn). Informatie over Ansell en zijn producten vindt u op www.ansell.eu.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
 Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
 Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu