

MICRO-TOUCH®

Onderzoekshandschoenen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

MICRO-TOUCH® NITRAFREE™

Poedervrije, niet-steriele onderzoekshandschoenen in nitril

Publicatiedatum 25-02-2020

PRODUCTBESCHRIJVING

Materiaal	Nitril
Kleur	Pink
Vorm	Eén model voor beide handen
Manchet	Gerold
Buitenoppervlak	Vinger met reliëf, gechloreerd
Binnenoppervlak	Gechloreerd

FYSISCH EIGENSCHAPPEN

Dikte (enkele laag)	Vinger	0,080
Typische gemiddelde waarden (mm)	Palm	0,060
	Manchet	0,050
Minimumlengte (mm)	240	
Sterkte (gemiddelde waarden)	voor veroudering	na veroudering
	14	14
Rek bij breuk (%)	500	400
Treksterkte bij breuk (N)		

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	10 x 100 stuks / 1000 stuks per pak
Houdbaarheidstermijn	3 years jaren
Bewaarinstructies	Direct zonlicht vermijden. In een koele, droge ruimte bewaren. Verwijderd houden van ozonen ontstekingsbronnen.

PRODUCTREFERENTIES

Maat / productcode	Small	4511	Medium	4512
	Large	4513	X-Large	4514

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

PRODUCTIE- EN VEILIGHEIDSNORMEN

AQL (Gaatjes)	<ul style="list-style-type: none">WaterlektestVoldoen aan de Europese Norm EN 455-1: inspectieniveau I AQL 1,5
Proteïnegehalte	Non Applicable
Primaire huidirritatie	
Sensibilisatie van de huid	
Viruspenetratie	
Sterilisatie	Niet van toepassing
CE-markering	Medisch hulpmiddel: Klasse I
Overeenstemming met de productnormen	
Productienormen	ISO 13485 ISO 9001

PICTOGRAMMEN



NO RUBBER LATEX

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu