

MICRO-TOUCH[®] NITRAFREE[™]

Performance Series

Poedervrije roze onderzoekshandschoenen in nitril, ontworpen om chemische allergieën van Type IV te beperken

Deze niet-steriele handschoen is gemaakt van een duurzame en zachte nitrilformule. Biedt uitstekende bescherming in elke risico-omgeving. Vingertoppen met reliëf bieden extra bescherming voor greep op natte en droge voorwerpen en om wegglijden tegen te gaan.

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Beschermt tegen Type I-latexallergie
- Gemaakt zonder zwavelhoudende chemische versnellers, voor betere bescherming van gebruikers tegen (chemische) allergieën van Type IV
- Getest voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie*

* Zie productverpakking of neem contact op met de Ansell Klantendienst voor specifieke permeatietijden voor geneesmiddelen voor chemotherapie en verdere aanbevelingen

Aanbevolen voor

- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Lange onderzoeksprocedures met een hoog risico
- Zorgmedewerkers of patiënten beschermen tegen type I-allergie en type IV-allergie voor chemische stoffen minimaliseren

GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



MICRO-TOUCH[®] Optimale bescherming, elke dag opnieuw

MICRO-TOUCH[®] premium handschoenen voor medisch onderzoek zijn wetenschappelijk ontwikkeld en komen tegemoet aan iedere behoefte van medisch personeel. De geavanceerde designeigenschappen bestaan onder meer uit Ansell's ergonomische technologieën, die zorgen voor comfort tijdens langdurende procedures, innovaties op het gebied van grip op natte voorwerpen om ongelukken tijdens het hanteren te voorkomen en uiterst dunne films voor maximale gevoeligheid. Goed voorbereide zorgverleners met een comfortabele bescherming door veelzijdige soorten MICRO-TOUCH kunnen zich met een gerust hart richten op wat echt belangrijk is: hun eigen gezondheid en bescherming en die van hun patiënten.

MICRO-TOUCH[®] NITRAFREE[™]

Performance Series

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Nitril	Kleur	Roze
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf	Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	AQL: 1,5
Dikte op de palm	0,08 / 3,1	Dikte aan de vingers	0,14 / 5,5
Allergiepreventie	Type I-latexallergie, type IV-chemicaliënallergie	Beschikbare maten	XS, S, M, L, XL
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 en goedgekeurd door de FDA voor de VS	Steriel	Nee
Antistatisch	Niet-getest		

VERPAKKING EN OPSLAG

Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

ASTM D6319, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
VS Tel.: 800 952 9916
CA Tel: 1-844-494-7854
E-mail:
insidesalesus@ansell.com

Latin America & Caribbean
Tel: +52 (442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Brazil Tel: +55-11-3356-3100
Brazil E-mail:
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
Tel: +32 (0)2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
Tel: +603 8310 6688
E-mail:
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
Tel: +61 3 9270 7270
E-mail:
protection@ap.ansell.com