

SYNSATION™ PF


Een voordelig alternatief voor latex in situaties met een laag risico

V

Vinyl

Vinyl, poedervrije onderzoekshandschoenen met dubbele markering voor uiteenlopende toepassingen (alleen verkrijgbaar in EMEA)

- Gemakkelijk en snel aan te trekken
- Gerolde boord zodat het manchet niet naar beneden kan rollen
- Bescherming tegen type I-allergie voor latex



Sectoren

- Gezondheidszorg

Aanbevolen voor

- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex



SYNSATION™ PF

Een voordelig alternatief voor latex in situaties met een laag risico

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	SYNSATION™ PF
Materiaal	Vinyl (polyvinylchloride)
Kleur	Transparant
Handschoenontwerp	Polyurethaancoating, Glad
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 13485:2003
Naleven van regelgeving	Categorie III, EN 374:2003, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5:2016, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002
Verpakking	100 gloves per dispenser 10 dispensers per case 1000 gloves per case
Land van oorsprong	China
Beschikbare maten	XS, S, M, L, XL

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden	Testmethode
Lengte (mm/inch)	240 / 9.5	ASTM D3767,EN420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	1.5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Palmdikte	0.11 / 4.3	ASTM D3767,EN420
Vingerdikte (mm/inch)	0.10 / 3.9	ASTM D3767,EN420

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
63000 Cyberjaya
Selangor, Malaysia
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Анселл РУС
123610 Москва
Краснопресненская
наб. 12, п.3, оф. 1304А
Тел. +7 495 258 13 16

Technologie



NO RUBBER LATEX

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

Ansell