

DISPOS-A-GLOVE[®] Sterile Pairs

Essential-serie

**Synthetic, sterile pair packed,
powder-free examination glove
ideal for brief, sterile applications**

Aanbevolen voor

- Steriele procedures buiten de OK
- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex



DISPOS-A-GLOVE

DISPOS-A-GLOVE® Sterile Pairs

Essential-serie

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	EVA (ethyleenvinylacetaat)	Kleur	Transparant
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Glad	Allergiepreventie	Latex (type I)
Beschikbare maten	S, L, M	Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Nee
Steriel	Ja	Antistatisch	Niet-getest

PRODUCTINFORMATIE

Maat	S	M	L
Ansell Productcode	MDG651	MDG751	MDG851

aantekening

VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	1 paar/papieren zakje 50 zakjes per doos 14 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 Years
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Categorie III, EN 420:2003 + A1:2009, Type levensmiddel: Rubber, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2002



Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika
 VS Tel.: 800 952 9916
 CA Tel.: 1-844-494-7854
 E-mail:
 insidesalesus@ansell.com

Central & South America
 Tel.: +52 442 296 20 50
 E-mail: cslac@ansell.com
Brazilië
 Tel: +55-11-3356-3100
 E-mail:
 luvus.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa
 Tel: +32 (0)2 528 74 00
 E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific
 Tel: +603 8310 6688
 E-mail:
 apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand
 Tel: +61 3 9270 7270
 E-mail:
 protection@ap.ansell.com

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking.
 © 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.