

# DISPOS-A-GLOVE® Non-Sterile

Essential-serie

**Synthetic, powder-free examination glove ideal for frequent glove changes**

**Aanbevolen voor**

- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex



DISPOS-A-GLOVE

# DISPOS-A-GLOVE® Non-Sterile

Essential-serie

## PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	EVA (ethyleenvinylacetaat)	Kleur	Transparant
Manchetlengte	Norm	Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Glad	Allergiepreventie	Latex (type I)
Beschikbare maten	S, M, L	Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Nee
Steriel	Nee	Antistatisch	Niet-getest

## PRODUCTINFORMATIE

Maat	S	S	M	M	L	L
Ansell Productcode	S3027	P52370	P52380	S3047	P52390	S3067

aantekening

## VERPAKKING EN OPSLAG

Verpakking	100 handschoenen per doos 10 dozen per karton
Houdbaarheidstermijn	3 Years
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen

## NORMEN EN CERTIFICERINGEN

Categorie III, EN 420:2003 + A1:2009, Type levensmiddel: Rubber, ISO 10993-10:2002, ISO 13485



Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

**Noord-Amerika**  
 VS Tel.: 800 952 9916  
 CA Tel: 1-844-494-7854  
 E-mail:  
 insidesalesus@ansell.com

**Central & South America**  
 Tel.: +52 442 296 20 50  
 E-mail: cslac@ansell.com  
**Brazilië**  
 Tel: +55-11-3356-3100  
 E-mail:  
 luvass.medicass@ansell.com

**Europe, Middle East & Africa**  
 Tel: +32 (0)2 528 74 00  
 E-mail: info@ansell.eu

**Asia Pacific**  
 Tel: +603 8310 6688  
 E-mail:  
 apac.medical@ansell.com

**Australia & New Zealand**  
 Tel: +61 3 9270 7270  
 E-mail:  
 protection@ap.ansell.com