

# MEDI-GRIP®

SURGICAL GLOVES

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

## Betrouwbare, poedervrije, chirurgische latexhandschoen met een comfortabele pasvorm.

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Geproduceerd met de unieke anatomische mallen van Ansell voor meer comfort en een betere pasvorm om handvermoeidheid te helpen verminderen
- Exclusieve fabricageprocessen beperken de residu's van zowel latexproteïnes als chemische versnellers tot het strikte minimum en beperken zo het risico op latexallergieën van Type I en chemische allergieën en gevoeligheden van Type IV
- Het halogeniseren van de handschoen maakt aantrekken gemakkelijk
- Rechte manchet zorgt voor een stevige grip op de jas
- Glad, met microtextuurafwerking voor een vaste greep op instrumenten

*LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.*

### Aanbevolen voor

- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Steriele procedures in de OK
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

### GEBRUIKTE TECHNOLOGIËN



## MEDI-GRIP® Betrouwbare bescherming voor elke dag

Wereldwijd een vaste waarde als bescherming voor chirurgen, OK-verpleegkundigen en chirurgische technici, die erop vertrouwen om hun dagelijkse taken veilig en comfortabel uit te voeren.

# MEDI-GRIP®

SURGICAL GLOVES

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

## PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Norm
Manchetstijl	Recht
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Gechloreerd
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buitenhandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Conformiteit met ASTM D6978 niet getest.
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	Finale vrijgave na productie: 0.65 (Inspectieniveau GI)
Productnormen	EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Kwaliteit/milieunormen	ISO 9001
Verpakking	50 pairs per box; 4 boxes per carton/case; 200 pairs per carton/case
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC)</li> </ul> <p><i>Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.</i></p>

## BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	351171	351172	351173	351174	351175	351176	351177	351178

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-vertegenwoordiger.

Noord-Amerika  
VS Tel.: 800 952 9916  
CA Tel: 1-844-494-7854  
E-mail:  
insidesalesus@ansell.com

Central & South America  
Tel.: +52 442 296 20 50  
E-mail: cslac@ansell.com  
Brazilië  
Tel: +55-11-3356-3100  
E-mail:  
luvas.medicas@ansell.com

Europe, Middle East & Africa  
Tel: +32 (0)2 528 74 00  
E-mail: info@ansell.eu

Asia Pacific  
Tel: +603 8310 6688  
E-mail:  
apac.medical@ansell.com

Australia & New Zealand  
Tel: +61 3 9270 7270  
E-mail:  
protection@ap.ansell.com