

MEDI-GRIP®

SURGICAL GLOVES

Latex Powder-Free

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

Poedervrije, chirurgische latexhandschoen met microtextuurafwerking voor een veilige en vaste greep

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN:

- Goed hanteervermogen en veel greep dankzij de unieke uitwendige oppervlaktebehandeling
- De zachte en flexibele latexsamenstelling biedt veel beweeglijkheid en comfort
- De microtextuurafwerking op de handpalm en vingers zorgen voor veilige hantering van instrumenten in droge en vochtige omstandigheden
- Geproduceerd met anatomische mallen voor meer comfort en betere pasvorm

LET OP: Veilig gebruik van deze handschoen door of op mensen met een latexovergevoeligheid is niet aangetoond. Dit product bevat natuurrubberlatex dat allergische reacties kan veroorzaken.

Aanbevolen voor

- Steriele procedures in de OK
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Korte onderzoeksprocedures met een laag risico
- Te gebruiken als buitenhandschoen wanneer je twee handschoenen over elkaar draagt

GEbruikte TECHNOLOGIËN



MEDI-GRIP® Betrouwbare bescherming voor elke dag

Wereldwijd een vaste waarde als bescherming voor chirurgen, OK-verpleegkundigen en chirurgische technici, die erop vertrouwen om hun dagelijkse taken veilig en comfortabel uit te voeren.

MEDI-GRIP®

SURGICAL GLOVES

Latex Powder-Free

CHIRURGISCHE HANDSCHOENEN

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal	Natuurlijk rubberlatex
Poedergehalte	Poedervrij
Kleur	Naturel
Dikte	Norm
Manchetstijl	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Extern handschoenoppervlak	Glad, afgewerkt met microreliëf
Intern handschoenoppervlak	Polymeercoating
Allergiepreventie	Geen
Mate van grip	Gemiddeld
Aanbeveling voor het dragen van dubbele handschoenen	Buithandschoen
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Vrijheid van gaten (inspectieniveau I)	Finale vrijgave na productie: 0.65 (Inspectieniveau GI)
Productnormen	EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282
Kwaliteit/milieunormen	EN556, ISO 11137-Deel 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpakking	100 paar per doos; 3 dozen per karton; 300 paar per karton/kist
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Bewaarinstructies	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Chemische vulkanisatieversnellers	- Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) - Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)

Neem voor meer informatie of bestellingen contact op met uw Ansell-Vertegenwoordiger. Slechts een zeer klein aantal gebruikers is mogelijk allergisch hiervoor; ingrediënt in de handschoen en kan daardoor irriterend en / of allergische contactreacties.

BESTELINFORMATIE

Maat	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Ansell Productcode	354101	354102	354103	354104	354105	354106	354107	354108

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking.
© 2019 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.