



Nitrile

Betrouwbare bescherming tegen fentanyl maakt het gemakkelijk om gevaarlijke materialen te zien

- Getest met fentanyl en maagzuur (braaksel) waarbij een gevaarlijke overdosis uit de praktijk” is gesimuleerd
- Gemakkelijk te zien wanneer de handen in contact zijn geweest met potentieel gevaarlijke poeders dankzij hun donkere, zwarte kleur
- Verlengd manchet voor extra bescherming van de pols en onderarm
- Gemaakt van een zachte, soepele nitrilformule
- Volledig voorzien van reliëf voor een betrouwbare en consistente grip



Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Chemische sector
- Gevangenissen
- Medische nooddiensten
- Gezondheidszorg
- Ordediensten
- Biowetenschappen
- Machines & Uitrusting
- Industriële productie
- Recycling en afvalverwijdering
- Transportatie

Aanbevolen voor

- Medicijnen toedienen
- Onderhoud en reparaties van apparatuur
- Extra bescherming over pols en arm
- Standaard patiëntenonderzoeken
- Voor behandeling van personen met overdosis
- Nooddiensten
- Onderdelen, apparatuur inspecteren
- Laboratoriumanalyse
- Verfafdeling
- Positionering van patiënten
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Olie, vloeistoffen en filters vervangen
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

PRODUCTINFORMATIE

	MidKnight™ XTRA 93-862
Materiaal	Nitril
Kleur	Zwart
Handschoenontwerp	Gechloroerd, Poedervrij, Siliconenvrij, Volledig met reliëf
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 13485:2003, ISO 9001:2008
Naleven van regelgeving	ASTM D6319, EC 1935/2004, EC 2002/72, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485, NFPA 1999:2018
Verpakking	100 handschoenen per doos 10 dozen per karton
Opslag	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
Land van oorsprong	Maleisië
Gebruikersbehoeften	Hoog risico
Beschikbare maten	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Antistatisch	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	<ul style="list-style-type: none"> Zinkdiëthylthiocarbamaat (ZDEC) Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC) <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p>

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300 / 12		ASTM D3767, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	0.65 AQL		ASTM D5151, EN 374-2
Palmdikte (mm/mils)	0.12 / 4.7		ASTM D3767, EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.16 / 6.3		ASTM D3767, EN 420
	VOOR VEROUDERING	NA VEROUDERING	
Maximale treksterkte (MPa)	14	14	ASTM D412
Verlenging bij breuk (%)	500	500	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	6	6	EN 455-2

BESTELINFORMATIE

Maat	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Productcode	93862070	93862080	93862090	93862100	93862110

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133


Australië

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ansell, [®] en [™] zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.