

# 93-853

Onderzoekshandschoenen in nitril voor risicovolle omgevingen

## Extra bescherming tegen chemische spatten, goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutica

- Superieure sterkte en duurzaamheid voor maximale bescherming tegen scheuren
- Lage AQL van 0,65 voor geavanceerde barrièrebescherming
- Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutica/cytotoxische geneesmiddelen

MICROFLEX 93-853 Gloves

### Sectoren

- Auto-industrie
- Service na verkoop in de autosector
- Biowetenschappen
- Gezondheidszorg

### Aanbevolen voor

- Inspectie, selectie en controle van onderdelen
- Assemblage en inspectie van onderdelen
- Onderdelen verzamelen en vastzetten
- Apparatuur repareren en onderhouden
- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Banden roteren en vervangen
- Voeren en schoonmaken bij dierenverzorging
- Laboratoriumapparatuur en -uitrusting onderhouden
- Monsters nemen en verwerken
- Medicijnen toedienen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Goedgekeurd voor gebruik met geneesmiddelen voor chemotherapie
- Extra bescherming over pols en arm
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex

Microflex 93-853 Glove Packaging

**WWW.ANSELL.COM**

# 93-853

Onderzoekshandschoenen in nitril voor risicovolle omgevingen

## Technisch informatieblad

### Productinformatie

<b>Materiaal</b>	Nitril
<b>Kleur</b>	Blauwpaars
<b>Handschoenontwerp</b>	Gechloreerd, Poedervrij, Vingers met reliëf
<b>Manchet</b>	Rolrand
<b>Normen voor productie/kwaliteitsaudits</b>	ISO 13485:2003
<b>Naleven van regelgeving</b>	Categorie III, EAC TP TC 019:2011, EN 1149-1/2/3, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Europese Richtlijn 89/686/EEG, ISO 11193
<b>Verpakking</b>	50 handschoenen per dispenser 10 dispensers per karton 500 handschoenen per karton 3XL: 40 handschoenen per dispenser
<b>Opslag</b>	Blijf uit de buurt van direct zonlicht; bewaar op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen
<b>Land van oorsprong</b>	Maleisië
<b>Gebruikersbehoeften</b>	Hoog risico
<b>Beschikbare maten</b>	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11), XXXL (11.5 - 12)
<b>Antistatisch</b>	Ja <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zinkdibutylidithiocarbamaat (ZDBC)</li> </ul>
<b>Chemische vulkanisatieversnellers</b>	Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

## Fysieke eigenschappen

	Gemiddelde waarden		Testmethode
Lengte (mm/inch)	295 / 11.6		ASTM D3767, EN 420
Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I)	0.65 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Palmdikte (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
Vingerdikte (mm/mils)	0.22 / 8.7		ASTM D3767, EN 420
	<b>Voor veroudering Na veroudering</b>		
Maximale treksterkte (MPa)	≥ 30	≥ 20	ASTM D412
Verlenging bij breuk (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Treksterkte bij breuk (N)	≥ 18	≥ 18	EN 455-2

## BESTELINFORMATIE

<b>Maat</b>	<b>XS (5.5 - 6)</b>	<b>S (6.5 - 7)</b>	<b>M (7.5 - 8)</b>	<b>L (8.5 - 9)</b>	<b>XL (9.5 - 10)</b>	<b>XXL (10.5 - 11)</b>	<b>XXXL (11.5 - 12)</b>
<b>Productcode</b>	93853060	93853070	93853080	93853090	93853100	93853110	93853120

**Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op**

**Europe, Middle East & Africa Region**

- Ansell Healthcare Europe NV
- T: +32 (0)2 528 74 00
- F: +32 (0)2 528 74 01

## Asia Pacific Region

- Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd
- T: +603 8310 6688
- F: +603 8310 6699

## North America Region

- Ansell Healthcare Products LLC
- T: +1 800 800 0444
- F: +1 800 800 0445

## Latin America & Caribbean Region

- Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
- T: +52 442 248 1544 / 248 3133

## Australia

- Ansell Limited
- T: +61 1800 337 041
- F: +61 1800 803 578

## Rusland

- Ansell PYC
- Тел. +7 495 258 13 16

## Prestatienormen en Naleving van de regelgeving

EN374\_LowChemicalResistance

EN 374 Microorganism

K P T

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2020 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.